

除菌

ウイルス
除去

抗菌

抗
ウイルス

弱アル
カリ性

原液
使用

2度ぶきいらず

ノンアルコール

あの菌も、このウイルスも
拭きながら、しっかり対策。

NoRostar VGクリーナー



4 kg

Web

動画配信中 ▶

「ノロスター VG クリーナー」



テーブルの拭き掃除に

イスの拭き掃除に

高いウイルス除去[※]効果

サッとひとふきで、手軽につかえて、
ウイルス除去と除菌までできる[※]。

簡単で手間いらず

使用の際はダスターに吹き付けて
ご使用ください。2度拭き不要。

様々なところに使えます

厨房・店舗内の各所にお使いいただけ
ます。


[※]すべての菌、ウイルスを除去するわけではありません。
使用用途は裏面をご確認ください。
商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

ウイルスに対する効果


除菌剤が効きにくいノンエンベロープウイルスにも効果あり。

	NoRostar VGクリーナー	当社従来品
ノンエンベロープウイルスA	○	×
エンベロープウイルスB	○	○

ノンエンベロープウイルスA




エンベロープウイルスB



テスト条件	NoRostar VGクリーナー：ウイルス液=9：1 室温 30秒接触
感染価算出法	TCID ₅₀ 法
試験場所	弊社研究室

※すべてのウイルスを除去するわけではありません。

こんな所に使えます(よくウイルス、菌が付着する箇所)




使用方法

使用する際はダスターに吹きつけてご使用ください。

① ノロスターVGクリーナーをダスターに吹きつける



② 対象物を拭く



⚠ 使用上の注意 ご使用にあたっては、製品に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。

商品データ

品名	ノロスター VGクリーナー4K
荷姿	4kg×4本/ケース
商品寸法*	203mm×124mm×254mm
ケース寸法*	418mm×263mm×261mm
積重可能段数	3段
商品コード	295530
JANコード	4975657236125
ITFコード	14975657236122

※ 寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。

成分表示など

液性	弱アルカリ性
成分	界面活性剤(アルキルペ タイン、アルキルアミノ キシド)、除菌剤(塩化ベン ザルコニウム)、安定化剤

専用スプレーボトル(別売)

品名：ノロスター VGクリーナー
広口W500SPボトル

商品コード：900100

