

アルカリ
性

塩素系

除菌

無リン

医薬用外劇物
に該当しません

塩素+ジェルの効果

SaniPlan 業務用
アルカリ洗浄剤(塩素系)

たんぱく

蛋白質洗浄剤Lジェル

直接、塗りつけるだけで、汚れやカビに密着し、洗浄と除菌ができます。
特に、蛋白質汚れに効果があります。



5.5kg

特長

粘度の高いジェルが密着!

汚れはもちろん、網目状のコンベヤベルトに塗っても
液が密着。壁面の洗浄にも最適です。

強力な洗浄力・除菌力!

蛋白質汚れや油汚れ、ヌメリ、黒ずみ、カビまで
どんどん分解・除去。除菌・除臭も同時にOK。

⚠ 使用上の注意

- 用途以外に使用しない。●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
- 必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や排水口のヌメリとり剤、食酢、アルコール、生ごみと混ぜられないようにする。有害な塩素ガスが発生して危険。●熱湯で使用しない。
- ガスが発生するので、動物性のハケ・ブラシ等を使用しない。
- アルミニウム、真鍮、ホーロー、銅製品には使用しない。
- 材質によっては変色したり劣化する場合があるので、目立たない部分で試してから使用する。●使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。

使用方法

- 1 洗浄剤を小分けして、ブラシ、たわしを準備する。
- 2 汚れに洗浄剤を塗りつける。
- 3 10~30分放置する。
- 4 流水でよくすすぐ。

用途・使用方法

用途	床、壁、食品加工機器の洗浄・除菌
使用量の目安	原液

成分表示など

液性	アルカリ性
成分	次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)

寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。
商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

商品データ

品名	サニプラン 蛋白質洗浄剤Lジェル 5.5K
荷姿	5.5kgポリ容器3本/ケース
ボトル寸法	206mm×132mm×293mm
ケース寸法	421mm×219mm×307mm
積重可能段数	3段(気温40℃、湿度90%の場合)
商品コード	232638
JANコード	4975657410174
ITFコード	14975657410171

お問い合わせは..

BCOHOC



〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10
☎06-6395-2717